

学校給食モニタリング事業検体分析結果について

※測定結果は、セシウム 134 とセシウム 137 の値です。

※測定結果の見方：数値に「<」がある場合は、「不検出」であり、「<」の右の数値は「検出限界値」です。

※検査機器：ゲルマニウム半導体検出器（オルテック社製 Ge 半導体検出器 SEG-EMS）

※検出下限値：1Bq/kg

給食提供日	検査日	食数	1食あたり 摂取量(g)	測定結果 (Bq/kg)		献立
				Cs-134	Cs-137	
6月 4日	6月 5日	5食	525	<0.672	<0.648	ごはん、牛乳、鶏肉のピザソース焼き、ポテトサラダ 白菜のスープ、かむふりかけ
6月10日	6月11日	5食	484	<0.569	<0.504	背割れコッペパン、牛乳、スラッピージョー れんこんサラダ、コンソメスープ
6月18日	6月19日	5食	487	<0.658	<0.793	ごはん、牛乳、納豆、もみづけ、肉じゃが
6月26日	6月29日	5食	516	<0.484	<0.800	麦ごはん、牛乳、チキンカレー、フレンチサラダ フルーツ(河内ばんかん)

令和5年度より福島県教育庁健康教育課が委託した検査機関にて検査を実施しています。(学校給食モニタリング事業)